

Bande de Tapping - Mueller® beige

Codes :

Reference: 091322593



Description :

La bande de tapping Mueller réhabilite, réduit la douleur musculaire, accroît la mobilité et améliore la récupération.

Couleur : beige

Dim. : 5cm x 5m

La boîte de 6 rouleaux.

Soulève la peau pour aider à maintenir la flexibilité, améliorer la circulation sanguine et soulager la douleur

Facilite le traitement des blessures ligamentaires, le conditionnement musculaire, le repositionnement du fascia, et le syndrome du canal carpien

S'applique sur la peau pour imiter les muscles

Bande adhésive élastique souple de grande qualité

100% coton

Laisse respirer la peau

Adhésif doux et hypoallergénique

Très polyvalente (1 200 applications reconnues)

Durable et économique

