

Kit d'évaluation de main Baseline®

Codes :

Reference: 091093319



Description :

Cette valise de transport contient un jeu complet de 7 instruments nécessaires à l'évaluation des mains.

Accessoires suivants inclus :

- 1 dynamomètre de main hydraulique Baseline
- 1 jauge de pincement 13,6kg
- 1 goniomètre digital en acier inoxydable
- 1 discriminateur spatial 2 points
- 1 moulinet Wartenburg
- 1 jauge de circonférence des doigts
- 1 jauge de mouvement fonctionnel des doigts