

Jauge de pincement Baseline® bleu

Codes :

Reference: 091027648

**Description :**

La jauge de pincement Baseline est un appareil de précision qui enregistre les pincements isométriques latéraux, ou pincements du bout des doigts en kilogrammes et en pounds.

Corps en aluminium solide anodisé avec une sangle en nylon à passer au poignet de l'examineur
L'aiguille rouge se bloque sur l'enregistrement maximum pour un degré de précision élevé

Valise de rangement incluse

Garantie de 3 ans

Couleur : Bleu

Gamme : 0 - 13,6kg

Dimensions mâchoires de pincement (l x ép) : 2,2 x 1,9 cm