

## Coussin à air Movin'Sit

### Codes :

Reference: AA9053



### Description :

La forme du coussin à air Movin'Sit encourage la **bonne posture et l'alignement** pendant la **position assise au bureau/à une table.**

- Gonflable et dynamique
- Active les muscles intrinsèques du tronc afin de soutenir la colonne vertébrale
- S'utilise aussi en position verticale sur tout type de chaise à la manière d'un support de dos, ou se pose à même le sol
- Se gonfle à la bouche

Hauteur à l'arrière de 7,8cm