

# Pâtes Putty Rolyan® beige 57g

## Codes :

Reference: 5065



## Description :

Les pâtes Putty Rolyan de rééducation sont non toxique et non grasse, elles sont utilisées pour le renforcement de la main.

Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains

Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau

Se pressent, s'étirent, se tordent ou se pincent

Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient

Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier