

Tube en gel taille M

Codes :

Reference: AA4572B



Description :

Les tubes élastiques en gel se portent sur des blessures des doigts ou des membres malformés et procurent une compression tout en lubrifiant la peau.

Tubes élastiques avec rembourrage en gel polymère

Se portent sur des blessures des doigts ou des membres malformés

Procurent une compression et lubrifient la peau

Absorbent les frottements

Excellents lors d'amputations partielles des doigts pour diminuer la sensibilité, avec effets thérapeutiques sur les cicatrices

Peuvent être retournés et placés sur un doigt / stylo pour aider à écrire

Se découpent

Lavables à la main

Séchage à l'air

Taille : M; Ép. : du gel 3 à 6 mm ; Dim. : Ø 22 à 28 mm ; Long. : 70 à 75 mm

Existe aussi en :

Taille S ; Ép. : du gel 3 à 6 mm ; Dim. : Ø 18 à 24 mm ; Long. : 68 à 73 mm

Taille L : Ép. : du gel 3 à 6 mm ; Dim. : Ø 28 à 34 mm ; Long. : 70 à 75 mm

Par défaut la taille choisie est taille M, autres tailles nous contacter.

