

# Tabouret pneumatique à roulettes

## Codes :

Reference: 091136662



## Description :

Ce tabouret pneumatique à roulettes est **réglable en hauteur** et possède une assise avec une mousse épaisse de **haute densité** avec un revêtement **vinyle facile à nettoyer**.

- 5 roulettes multidirectionnelles pour plus de mobilité lorsque la personne est assise sur le tabouret
- Les couleurs peuvent varier
- Ø : 46cm
- Haut. mini-maxi : 41 - 54cm
- poids maximum : 117kg

Poids maximum supporté : 117kg