

Gel Spectra 360® pour électrodes 250g

Codes :

Reference: 091359116

**Description :**

Le gel Spectra 360 est un gel conducteur électrique sans sel et sans chlorure recommandé dans toutes les procédures électromédicales.

Travaille en mouillant la peau tout en diminuant la résistance de la peau

Formule sans grains

Pour ECG, TENS, monitoring et pédiatrie

Non-irritant, hypo-allergénique, bactériostatique

Produit de choix pour les électrodes en carbone/caoutchouc