

Siège moulé Savannah™ réglable en hauteur 15-20cm



Codes :

Reference: AA1114Y

Description :

Le siège de bain Savannah permet de **surélever la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain**. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Matériau plastique polypropylène
- Solide
- Assise perforée
- Découpe partielle (facilite la toilette intime)
- Se commande assemblé (haut. fixe) ou sous forme de kit (réglable en hauteur)

Caractéristiques

- Modèle : Kit
- Haut. Siège : 15cm / 20cm
- Dim. (L x l) Siège : 40 x 24cm
- Empreinte au sol (mesure au milieu des ventouses) : 26,5 x 23,5cm
- Empreinte au sol (mesure à l'ext. des ventouses) : 33 x 30cm
- Couleur : Blanc
- poids : 900g
- poids maximum : 190kg

