

Siège Savannah™ à lattes h:30,5cm



Codes :

Reference: AA1155C

Description :

Le siège de bain Savannah à lattes permet de **surélever la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain**. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- En plastique et acier inoxydable
- Assise solide et confortable
- Lattes pour l'évacuation de l'eau
- Utilisation dans la baignoire / sous la douche
- Très stable - 4 ventouses

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Dim. (L x l x h) : 45,5 x 29 x 30,5cm
- Empreinte au sol : 34,5 x 30cm
- poids : 3,2kg
- poids maximum : 190kg