

# Tabouret réglable en Hauteur 51-61cm

## Codes :

Reference: AA1591



## Description :

Ce tabouret réglable en hauteur se compose d'un **cadre aluminium acier solide et léger** et d'un **assise circulaire en plastique moulé.**

- Embouts antidérapants

### Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Ø assise : 34,3cm
- Haut. mini - maxi : Siège 51 - 61cm
- poids : 1,7kg
- poids maximum : 113kg

Haut. réglable par incréments de 2,5cm