

Tabouret avec siège profilé et dossier



Codes :

Reference: AA1548

Description :

Le tabouret avec siège profilé se compose d'un **cadre aluminium léger et résistant** et d'un **assise incurvée confortable en plastique** moulé surélevés avec **poignées incorporées**.

- Evacuation rapide de l'eau
- Réglable en hauteur

Caractéristiques

- Modèle : Avec dossier
- Couleur : Blanc
- Dim. (L x l) : Siège 51 x 32cm
- Haut. mini - maxi : Siège 40,5 - 51cm
- Empreinte au sol (au plus bas) : 44 x 45cm
- Haut. Totale : 84cm
- Empreinte au sol (au plus haut) : 49 x 49cm
- poids : 3kg
- poids maximum : 182kg