


Poche avec douchette EZ



Codes :

Reference: AA1876

Description :

Pratique, la poche avec douchette **s'accroche facilement** au dessus du lit à l'aide d'une solide corde en nylon et possède un bouton marche/arrêt (sur le tuyau) pour **contrôler le débit d'eau**.

- Long tuyau de vidange de 60cm terminé par une petite douchette
- S'utilise idéalement avec les bacs à shampooing gonflables

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Cont. : 11,3 litres d'eau
- poids : 930g