

Barre d'appui Devon MKII 76cm



Codes :

Reference: AA2012



Description :

La barre d'appui Devon MKII se **fixe directement au mur.**

- Rail maintenu relevé par système à ressort
- Porte-rouleau de papier hygiénique AA2028 (en option)

Caractéristiques

- Désign. : Barre d'appui
- Long. : 76cm
- Ø rail : 3,2cm
- Dim. Plaque de fixation (L x l) : 30 x 12,5cm
- poids : 4,1kg
- poids maximum : 84kg