

Barre d'appui relevable avec pied de soutien

Codes :

Reference: AA2044



Description :

La barre d'appui relevable avec pied se compose d'une barre principale fabriquée en tube de forme ovale plus confortable à saisir et d'un pied de soutien réglable en hauteur.

- Robuste
- En acier
- Système de blocage en position relevé

Caractéristiques

- Long. : 70cm
- Dim. Plaque de fixation : 26 x 10cm
- Distance depuis le mur quand relevée : 10cm
- Haut. : Pied de soutien 69 - 78cm
- poids : 2,9kg
- poids maximum : 190kg