

# Siège de toilettes rembourré hauteur 10cm



## Codes :

Reference: AA2137B

## Description :

Ce siège de toilette est généreusement **rembourrée pour plus de confort** et **surélève efficacement la hauteur d'assise** .

- S'attache sur la lunette des toilettes existante par 4 sangles auto agrippantes
- Généreusement rembourré - très confortable
- Surélève efficacement la hauteur d'assise
- Housse blanche en vinyle facilement nettoyable

## Caractéristiques

- Haut. : 10cm
- Long. : 41cm
- Larg. : 36cm
- Ouverture : 9 x 12cm
- poids : 384g