

Set 4 couverts légers avec manche en mousse

Codes :

Reference: AA5554



Description :

Très légers, ces couverts sont destinés aux personnes avec une **faible préhension et/ou peu de force dans le bras**.

Ces couverts avec un manche en mousse sont montés sur une tige en plastique, enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair.

Caractéristiques :

- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts
- Peut s'utiliser sans plier le poignet
- Désign. : Set de 4 couverts
- Condit. : 1 couvert de chaque
- Long. Manche : 11,5cm
- Ø : 3cm
- Couleur : Gris clair
- poids : 151g