

Tasse anti-renversement petite ouverture Bleu

Codes :

Reference: AA5723B



Description :

La tasse anti-renversement avec petite ouverture **passse au lave-vaisselle et micro-ondes.**

- Bec incliné
- Gobelet rainuré
- Le couvercle unique avec valve permet le contrôle du flux et empêche au liquide de se déverser
- Lave-vaisselle jusqu'à 130°C
- Unclus un couvercle de chaque (petite et grande ouverture pour les liquides semi-solides)
- Désign. : Tasse
- Ouverture : Petite
- Cont. : 200ml
- poids : 66g