

Enfile chaussettes en tissu éponge

**Codes :**

Reference: A7273

Description :

- Long. : 23cm
- poids : 73g

Cet enfile-chaussettes en tissu éponge permet aux personnes d'éviter de se baisser inutilement.

Caractéristiques de l'enfile-chaussettes en tissu éponge :

En plastique souple

Epouse la forme du talon

Intérieur doublé en nylon - réduit les frictions

Extérieur doublé de tissu éponge - maintient fermement la chaussette

Deux cordes à boucles permettent l'application des chaussettes d'une seule main