

Sherwood Plus avec dossier réglable rembourré XXL

Codes :

Reference: 091156694



Description :

- Larg. entre accoudoirs : 67 cm
- Larg. Siège : 61 cm
- Désign. : Tabouret avec accoudoirs et dossier ajustable
- Empreinte au sol (au plus haut) : 77 x 66 cm
- Prof. Siège : 43 cm
- Haut. mini - maxi : 50,8 à 68,6 cm
- poids : 8 kg
- poids maximum : 255 kg

- Robuste
- Extra large
- Assise très confortable, rembourrée de mousse recouverte de vinyle
- Cadre en acier
- Disponible en cinq versions
- Dossier réglable en profondeur (selon version)
- Les cadres des tabourets perchés ont une assise légèrement inclinée vers l'avant de 5,1cm

