

Chaise d'angle pour le bain grande taille

Codes :

Reference: AA75101L

**Description :**

- Désign. : Small
- Dim. (L x l x h) : 39 x 34 x 36cm
- poids maximum : 30kg
- Maintien et stabilité maximales grâce aux deux systèmes de fixation :
 - rail télescopique avec ventouses adaptable à toutes les baignoires
 - ventouses sous l'assise
- Bloc d'abduction ajustable
- Sangle de maintien positionnable de 2 à 3 hauteurs selon la taille de l'enfant (3 hauteurs pour le grand siège uniquement)
- Siège coqué
- Construction en plastique ABS résistant
- Pour enfants âgés de 6 mois à 12 ans