

# Chaise Heathfield accoudoirs réglables T1

## Codes :

Reference: AA7530801



## Description :

- Taille : 1
- Haut. ajustement : 19cm à 24cm
- Larg. : 24cm
- Prof. : 18cm à 24cm
- poids : 5kg
- poids maximum : 25kg
  
- Assure une bonne assise avec un soutien modéré
- Usage à domicile ou en milieu scolaire
- L'assise s'ajuste en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs ajustables
- Six tailles proposées
- Pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte