

Chaise Heathfield accoudoirs réglables T2

Codes :

Reference: AA7530802



Description :

- Taille : 2
- Haut. ajustement : 21cm à 31cm
- Larg. : 28cm
- Prof. : 26cm à 34cm
- poids : 5kg
- poids maximum : 45kg

- Assure une bonne assise avec un soutien modéré
- Usage à domicile ou en milieu scolaire
- L'assise s'ajuste en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs ajustables
- Six tailles proposées
- Pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte