

# Chaise Heathfield accoudoirs réglables T3

## Codes :

Reference: AA7530803



## Description :

- Taille : 3
- Haut. ajustement : 27cm à 34,5cm
- Larg. : 32,5cm
- Prof. : 26cm à 34cm
- poids : 5kg
- poids maximum : 50kg
- Assure une bonne assise avec un soutien modéré
- Usage à domicile ou en milieu scolaire
- L'assise s'ajuste en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs ajustables
- Six tailles proposées
- Pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte