

## Tasse Flexi Bleu 59ml (x5)



### Codes :

Reference: 920271

### Description :

Le verre souple à **découpe nasale** peut se **tordre doucement pour changer la forme du bec**

- Découpe nasale
- Peuvent se tordre doucement pour changer la forme du bec
- Le liquide est visible à travers le plastique
- La tasse de couleur verte, plus rigide, s'utilise indépendamment
- Vendues par lot de 5 tasses

Couleur : Bleu • Cont. : 59ml • Condit. : 5