

Pansement Tegaderm Hydrocolloid Thin ovale 10x12 cm

Codes :

Reference: 90021



Description :

Pansements stériles, absorbants, composés d'une masse hydrocolloïde adhésive hypoallergénique, recouverte d'un film adhésif transparent semi-perméable. Favorise la cicatrisation en milieu humide des plaies aiguës et des plaies chroniques peu ou modérément exsudatives.

Indications : plaies aiguës et plaies chroniques peu ou modérément exsudatives.
Ovale-Mince, 10 x 12 cm. La boîte de 10.

Pansement hydrocolloïde
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin