

# Tegaderm pansement hydrocellulaire Foam Adhésive ovale 10x11 cm

## Codes :

Reference: 90611



## Description :

Pansement hydrocellulaire adhésif haute performance stérile.  
Composé d'une mousse de polyuréthane non adhésive qui absorbe rapidement les exsudats.  
Indications : favorise la cicatrisation en milieu humide des plaies aiguës ainsi que des plaies chroniques.

Indications : plaies aiguës et plaies chroniques.

4 tailles disponibles. Existe en version non adhésive 3M™ Tegaderm™ Foam, 3 tailles disponibles.  
10 x 11 cm. La boîte de 10.