

# Pansement Tegaderm ovale Adhesive 19x22,2 cm LA BOITE DE 5

**Codes :**

Reference: 90616



## Description :

Pansement hydrocellulaire adhésif haute performance stérile. Composé d'une mousse de polyuréthane non adhésive qui absorbe rapidement les exsudats.

Indications: favorise la cicatrisation en milieu humide des plaies aiguës ainsi que des plaies chroniques.

Pansements semi-perméables qui protègent contre les agressions extérieures : selles, urines, bactéries.

Restent en place jusqu'à 7 jours.

Faciles à poser et prêts à l'emploi.

Epousent parfaitement les plaies à localisations difficiles.

Pansement Tegaderm ovale Adhesive 19x22,2 cm