

Set soin post-opératoires plaie inf 5 cm 1 boîte de 3

Codes :

Reference: 9494877

**Description :**

Indications : pour les soins des plaies post-opératoires suturées avec ou sans drain et des plaies modérément exsudatives.

Le film adhésif en polyuréthane Tegaderm™ permet au patient de prendre une douche sans mouiller le pansement.

Confortable, facile à poser, anti-glissement.

Chaque boîte comprend hors blister :

- 1 mode d'emploi,
- 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad,
- 3 pansements adhésifs transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film,
- 3 sacs à déchets ainsi que 3 blisters stériles contenant :
 - 1 champ imperméable absorbant 1 face 39 x 45 cm,
 - 2 Pinces à disséquer,
 - 10 compresses non-tissées.

Set soin pour plaies inférieures à 5 cm

