

Bande de résine 7,6cmx3,60m Scotch Cast™ Plus l'unité

Codes :

Reference: 82003

**Description :**

Bande de résine traditionnelle.

Utilisation propre et rapide pour le praticien, un appareil léger, résistant et confortable pour le patient. Reste rigide après polymérisation.

La bande 7,6 cm x 3,60 m

Bande de résine synthétique en fibre de verre.

Elle permet la réalisation d'appareils légers, fins et résistants.

Temps de prise modulable et fonction de la technique de polymérisation choisie.