

Bande de résine 5cmx3,60m Scotch Cast™ L'unité

Codes :

Reference: 82002



Description :

Bande de résine traditionnelle.

Utilisation propre et rapide pour le praticien, un appareil léger, résistant et confortable pour le patient. Reste rigide après polymérisation.

La bande de 5 cm x 3,60 m.

Bande de résine synthétique en fibre de verre

Elle permet la réalisation d'appareils légers, fins et résistants.

Temps de prise modulable et fonction de la technique de polymérisation choisie.

Plusieurs coloris disponibles nous contacter.