

# Jersey tubulaire 7,6cm x 22,8m l'unité

**Codes :**

Reference: MS03

**Description :**

En maille de polyester hypoallergénique, il est hydrofuge et perméable afin de limiter les risques de macération.

Extensible, il ne se déforme pas et épouse parfaitement les reliefs anatomiques.

En maille de polyester hypoallergénique, il est hydrofuge et perméable afin de limiter les risques de macération.

Extensible, il ne se déforme pas et épouse parfaitement les reliefs anatomiques.

Existe en 7 tailles.

Le rouleau 7,6 cm x 22,8 m.