

## Corset Aquaform™ avec Polycushion S



### Codes :

Reference: 081266626



### Description :

Corset indiqué en cas de douleurs lombaires, sciatiques, arthrite rhumatoïde, ostéoporose, disques déplacés.

Matière thermoformable Aquaplast-T de 3,2mm non perforée avec rembourrage Polycushion  
Fermeture par bandes auto-agrippantes permettant les réglages pour s'adapter aux fluctuations de la mousse tissulaire molle  
Rembourrage confortable  
Pour déterminer la taille, mesurer le tour de taille  
Haut. du corset (du sacrum ) la région thoracique)

#### Tailles et Tours de tailles

Taille S : 61 - 74 cm

Taille M : 75 - 89 cm

Taille L : 90cm - 1m07

Taille XL : 1m08 - 1m24

#### Hauteur du corset

---

Taille S: 37,6 cm

Taille M : 39,1 cm

Taille L : 43,2 cm

Taille XL : 43,2 cm

Corset Aquaform™ avec Polycushion S

Désign. : Avec Polycushion

Taille : S

Tour de taille : 61 - 74cm

Haut. : 37,6cm