

Corset Aquaform™ avec Polycushion XL

**Codes :**

Reference: 081266659

**Description :**

Corset indiqué en cas de douleurs lombaires, sciatiques, arthrite rhumatoïde, ostéoporose, disques déplacés.

Matière thermoformable Aquaplast-T de 3,2mm non perforée avec rembourrage Polycushion
Fermeture par bandes auto-agrippantes permettant les réglages pour s'adapter aux fluctuations de la mousse tissulaire molle
Rembourrage confortable
Pour déterminer la taille, mesurer le tour de taille
Haut. du corset (du sacrum) la région thoracique)

Tailles et Tours de tailles

Taille S : 61 - 74 cm

Taille M : 75 - 89 cm

Taille L : 90cm - 1m07

Taille XL : 1m08 - 1m24

Hauteur du corset

Taille S: 37,6 cm

Taille M : 39,1 cm

Taille L : 43,2 cm

Taille XL : 43,2 cm

Désign. : Avec Polycushion

Taille : XL

Tour de taille : 1m08 - 1m24

Haut. : 43,2cm