

Corset Aquaform™ sans Polycushion S

**Codes :**

Reference: 081266667

**Description :**

Corset indiqué en cas de douleurs lombaires, sciatiques, arthrite rhumatoïde, ostéoporose, disques déplacés.

Matière thermoformable Aquaplast-T de 3,2mm non perforée sans rembourrage Polycushion
Fermeture par bandes auto-agrippantes permettant les réglages pour s'adapter aux fluctuations de la mousse tissulaire molle
Rembourrage confortable
Pour déterminer la taille, mesurer le tour de taille
Haut. du corset (du sacrum) la région thoracique)

Tailles et Tours de tailles

Taille S : 61 - 74 cm

Taille M : 75 - 89 cm

Taille L : 90cm - 1m07

Taille XL : 1m08 - 1m24

Hauteur du corset

Taille S: 37,6 cm

Taille M : 39,1 cm

Taille L : 43,2 cm

Taille XL : 43,2 cm

Désign. : Sans Polycushion

Taille : S

Tour de taille : 61 - 74cm

Haut. : 37,6cm