

## 3200 Littmann® Bordeaux

**Codes :**

Reference: ST3200B

**Description :**

Bleu marine.

Vendu sans l'ordinateur.

Stéthoscope électronique sans latex.

Amplification jusqu'à 24 fois supérieure.

Technologie de réduction jusqu'à 85% des bruits ambiants et des bruits de frottements.

Ecran LCD rétro éclairé.

Enregistrement dans la mémoire interne du stéthoscope.

Technologie Bluetooth®. • Compatible Mac®.

Analyse des données recueillies avec le logiciel Zargis Steth Assist® fourni.

Coloris : noir, bordeaux, bleu marine.

Garantie : 2 ans.

