

Pèse-bébé Eole Métrologie Légale Classe III

Codes :

Reference: C161000



Description :

Le pèse bébé EOLE vous donneront entièrement satisfaction tant par leur design que par leur fiabilité. Légers et compacts ils restent facile à déplacer. Avec leur faible encombrement ils peuvent se ranger dans un tiroir. Les deux modèles permettent une désinfection efficace et un confort inégalé. Homologué en métrologie légale M classe III . Dispositif médical 93/42/CEE.

Pèse bébé électronique compact, léger et facile à désinfecter.

Fonctions : Hold, Mémoire du dernier poids enregistré, Tare, Extinction automatique.

Portée : 15 kg.

Dimensions réelles : plateau : L 630 X P 250 X H 60 / hors tout (en mm) : L 670 X P 330 X H 130

Précision: 2g de 0 à 6Kg / 5g de 6 à 15kg

Poids : 3.9Kg

Pieds réglables. Système anti-bascule.

Indicateur de batterie faible.

Garantie : 2 ans.

Alimentation : piles alcalines type AA et secteur.

Afficheur ergonomique

Équipé d'un anti-bascule

Nacelle : lisse et ergonomique

Option disponible : sac de transport

Eole 2g standard