

Dermanios Scrub CG 1 litre pompe vissée

Codes :

Reference: ANI2082523

**Description :**

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.

PH du produit : environ 5.

Dose d'emploi : 2 pressions de pompe (3 ml).

Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1499 (lavage hygiénique des mains).

Levuricide : EN 1275, EN 1650.

Actif sur Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS.

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée. (non présenté)