

Recouvrement d'attelle de poignet/main (x10)

Codes :

Reference: 081186998



Description :

Recouvrement d'attelle de **pouce** Roylan idéale pour **attelle prête à l'emploi**.

Le lot de 10 rouleaux.

Dimension

7.5cm x 33cm

Manchon avec deux plis très doux et épais

En coton et polyester avec coutures et bords couverts

Idéal pour attelle prête à l'emploi

Réutilisable

Taille unique

Désign. : Poignet / Main

Dim. : 7,5 x 33cm

Condit. : 10 rouleaux