

# Plate-forme de pesée Ilur H351 Métrologie Légale classe III standard

## Codes :

Reference: H351003



## Description :

Idéal pour les structures EHPAD et autres, cette plate forme permettra à l'équipe soignante de peser tous les patients de l'établissement. Sa main courante repliable apportera aux patients les plus fragiles une aide précieuse mais également une simplicité pour le déplacement et son rangement.

Homologuée en métrologie légale classe III. Idéale pour les patients en fauteuil ou à mobilité réduite ayant besoin d'un appui.

Equipée d'une main courante repliable, 2 rampes d'accès inclinées et 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement.

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du plateau sans les rampes ( en mm ) : L 790 x 750 / hors tout avec poignée (en mm) : L 1250 X P 1000 X H 1165

Dimensions du plateau avec les rampes (en mm) : L : 1250 x 750

Portée : 300 kg. Précision : 100 g.

Poids : 36 kg.

Directive 93/42/CEE.

N° Appr. SI07 05 002.

Alimentation : secteur et batterie rechargeable (livrés).

---

Garantie : 2 ans  
Pour allier confort et précision

#### FONCTIONS

on/off et remise à zéro  
Tare manuelle et automatique  
Hold : le poids reste figé sur l'afficheur  
Extinction automatique (de 0 à 9 minutes)  
BMI : Indice de masse corporelle