

Divan d'examen électrique 326 08T mixte Sellerie tendue

Codes :

Reference: 32608T

**Description :**

Divan d'examen électrique 326 08T mixte Carina
Sellerie tendue, confortable sur mousse d'épaisseur 8 cm.
Différents coloris : classique en standard ou Urban en option.
Piètement central capoté tôle acier peint époxy.
Dim. : L. 192 x l. 60 (70 cm en option).
H. réglable (par vérin à gaz) de : 55 à 85 cm.
Plusieurs options disponibles.
Poids max. : 130 kg.

Divan d'examen électrique 326 08T mixte Sellerie tendue

Divan d'examen électrique 326 08T mixte Sellerie tendue