

Divan gynécologique Chromé avec assise fixe

Codes :

Reference: 524



Description :

Largeur : 60 cm. Hauteur : 83 cm. Assise fixe.

Etriers et tiroir.

Divan d'examen gynécologique à hauteur fixe 524 Carina

Sellerie confortable sur mousse épaisseur : 8 cm, revêtement non feu M1.

Différents coloris au choix : classique en standard ou Urban en option.

Réglage du dossier par un double système mécanique autobloquant.

Position de Trendelenburg.

Dim. : L. 175 x l. 60 x H. 83 cm.

Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox amovible et d'un porte-rouleau pour drap d'examen.

Poids max. : 130 kg.

Avec assise fixe.