

Fauteuil de prélèvement Injexia

Codes :

Reference: INJEXIA06

**Description :**

Fauteuil à hauteur variable électrique 2 parties.
Sellerie plate, l. 60 cm, revêtement non feu classé M1.
Châssis composé de deux colonnes télescopiques.
Piètement en acier mécano-soudé, peinture époxy coloris Sable.
Position déclive/proclive en standard.
Equipé de deux roulettes en standard côté tête.
Réglage de la tête par un vérin électrique.
Accoudoirs escamotables.
Télécommande par pédale (ou manuelle :INJEXIA05).
Hauteur variable de 48 à 88 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.19 coloris disponibles.