

# Fauteuil prélèvement Luvia sans jambière

**Codes :**

Reference: LUVIA14TSJ

**Description :**

Hauteur variable hydraulique.  
Sellerie ergonomique, non feu classé M1.  
Commande : actionneur mécanique.  
Position de Trendelenburg.  
Dossier et jambière synchronisés.  
Equipé d'une paire de gouttières.  
Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation.  
Piètement sur socle chromé.  
Plusieurs options disponibles.  
(modèle sans jambière :non représenté sur l'image )