


## Capitonnage Akton 4,8mm

### Codes :

Reference: 081288968



### Description :

Ce rembourrage en gel Akton s'utilise dans les gants, orthèses et chaussures pour une meilleure distribution de la pression et une dispersion de l'énergie des chocs.

Réduit les forces de cisaillement

Ne s'écrase pas

La couleur peut varier

Dimensions

34cm x 25cm

Epaisseur

4,8mm

Ép. : 4,8mm

Dim. (L x l) : 34cm x 25cm

Condit. : 1 feuille