

Tampon alcoolisé 50mm x100 pièces

Codes :

Reference: 1731000

**Description :**

Tampons imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant injection.

A usage externe uniquement.

Sachet individuel : 50 x 50 mm.

Boîte de 100 pièces. Sous sachet pelable étanche unitaire. Boite de 100 pièces, et pochette individuelle.

Déchirer le sachet individuel en suivant les pointillés. Retirer la lingette. Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter. Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue.