


Lampe d'examen Halux LED 20 bras flexible

Codes :

Reference: D15473000



Description :

Lampe d'examen Halux LED 20 Néonatalogie, Soins intensifs, Dermatologie, Petite chirurgie Waldmann

18 W. 3 températures de couleur : 4 400° K, 3 800° K, 3 300° K.

5 niveaux de gradation. A 50 cm : 40 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.

Fixations en option. Coloris : blanc.

Fabrication suisse.

Garantie : 2 ans (sauf sources lumineuses).

20-3 P SX. Bras flexible.