

Attelle motorisée Artromot®-K1 Classic

Codes :

Reference: 8000045

**Description :**

Mobilisation passive continue (CPM) du genou en post-opératoire. Avec télécommande à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause. Existe également pour les articulations suivantes : épaule, genou et hanche, coude, cheville.

Mobilisation passive continue (CPM) du genou en post-opératoire.

Avec télécommande à potentiomètre.

Fonctions : flexion, extension, temps et pause.

Existe également pour les articulations suivantes : épaule, genou et hanche, coude, cheville.

Attelle motorisée Artromot®-K1 Classic Artromont®