

Brancard pliant 10-1

Codes :

Reference: 4828T

**Description :**

En aluminium, toile plastifiée lavable, 4 pieds, se plie dans sa largeur. Conforme à la norme 90311.

Simple d'utilisation et fabriqué en aluminium anti-corrosion et anodisé, ce brancard se distingue par ses qualités de légèreté, maniabilité, robustesse et durabilité.

Son revêtement plastifié est particulièrement pratique à l'usage par sa haute résistance : ce brancard est ignifuge et imperméable au sang et aux fluides corporels.

Doté de poignées agrippantes et de 4 pieds larges et stables qui ne s'enfoncent pas dans le sol, le brancard 10-1 est aussi pliable dans sa largeur : il se stocke donc très facilement dans une armoire métallique (en option)

Lavable, 4 pieds, se plie dans sa largeur.