

Chaise non Motorisée

Codes :

Reference: 500242

**Description :**

Légère et compacte.

Confort et sécurité pour le secouriste et le patient.

4 roues dont 2 pivotantes avec freins à l'avant.

3 poignées télescopiques verrouillables dont 1 à la tête.

1 harnais de sécurité 4 points.

1 repose-pieds rabattable avec sangles.

2 chenillettes auto-freinées pour une utilisation dans les escaliers.

Capacité maxi. : 180 kg.

Poids : 17 kg.